

EMDİRENAL PAL

Sentetik ön tabaklama ve retenaj maddesi.

Özellikleri

Görünüm	: Renksiz sıvı
pH (%10'luk çözelti)	: 9,0 - 10,0
Şarj	: Katyonik
Aktif madde	: % 100
Stabilite	: Elektrolitlere ve kroma dayanıklı
Raf ömrü	: Kuru ve kapalı ortamda en az 1 sene

Emdirenal PAL sahip olduğu tabaklayıcı gücü sebebi ile çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Kullanımı ile bir yandan derilere ısıl stabilite kazandırılırken diğer yandan daha yumuşak ve daha dolgun deriler elde edilir.

Emdirenal PAL ile ön tabaklama yapılan derilerin yarma ve yaş tıraş işlemleri daha etkin ve daha hızlı yapılabilir.

Krom ve bitkisel tabaklama banyolarında Emdirenal PAL kullanımı tabaklayıcı maddelerin daha iyi ve dengeli bir şekilde nüfuz etmesini, deri tarafından dengeli bir şekilde alınmasını sağlar. İnce ve düz cilt sırcalı, dolap dayanımı yüksek deriler elde edilir.

Emdirenal PAL kullanımı ile krom alımı arttığı gibi, anyonik kimyasal maddelerin de penetrasyonu iyileşir, boyamalar homojen ve verimi yüksek gerçekleşir.

Emdirenal PAL tünde sararmaya yol açmaz.

Kullanım reçeteleri

Emdirenal PAL deri kesitine pH 2,5 civarında dahi işler. pH yükseldikçe deriye daha kuvvetli bir şekilde bağlanır. pH 4,3 - 5,0 arasında fikse olur. Açık renk ve beyaz derilerde pH mutlaka 4,3'ün üzerinde olmalıdır.

Emdirenal PAL kullanılarak wet white ve metal free gibi özel tabaklama reçeteleri ile latigo ve benzeri özel efektli deri imal reçeteleri için lütfen teknik kadromuzdan bilgi alınız.

Özel hususlar

Emdirenal PAL donmadan, çok düşük hava şartlarından ve çok sıcak depolama şartlarından korunmalıdır. İlave bilgi için lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

Ambalaj bilgileri

25 kg polipropilen bidonlarda.