

## EMDİRENAL PAL24N

**Modifiye glutardialdehit esaslı, ön tabaklama ve retenaj maddesi.**

### Özellikleri

<b>Görünüm</b>	: Açık sarı sıvı
<b>pH (%1'lik çözelti)</b>	: Yaklaşık 4,0
<b>Şarj</b>	: Noniyonik
<b>Stabilite</b>	: Elektrolitlere ve kroma dayanıklı
<b>Raf ömrü</b>	: Kuru ve kapalı ortamda en az 1 sene

Emdirenal PAL24N sahip olduğu tabaklayıcı gücü sebebi ile çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Kullanımı ile bir yandan derilere ısıl stabilite kazandırılırken diğer yandan da daha yumuşak ve daha dolgun deriler elde edilir.

Emdirenal PAL24N ile ön tabaklama yapılan derilerin yarma ve yaş tıraş işlemleri daha etkin ve daha hızlı yapılabilir.

Krom ve bitkisel tabaklama banyolarında Emdirenal PAL24N kullanımı tabaklayıcı maddelerin daha iyi ve dengeli bir şekilde nüfuz etmesini ve deri tarafından dengeli bir şekilde alınmasını sağlar, ince ve düz cilt sırcalı, dolap dayanımı yüksek deriler elde edilir.

Emdirenal PAL24N kullanımı ile krom alımı arttığı gibi, anyonik kimyasal maddelerin de penetrasyonu iyileşir, boyamalar homojen ve verimi yüksek gerçekleşir.

### Kullanım reçeteleri

Emdirenal PAL24N deri kesitine pH 3,0 civarında dahi işler. pH yükseldikçe deriye daha kuvvetli bir şekilde bağlanır. pH 4,0 - 4,3 arasında fikse olur. Açık renk ve beyaz derilerde pH mutlaka 4'ün üzerinde olmalıdır.

Emdirenal PAL24N kullanılarak "Wet White" ve "metal free" gibi özel tabaklama reçeteleri ile "latigo" ve benzeri özel etkili deri imal reçeteleri için lütfen teknik kadromuzdan bilgi alın.

### Özel hususlar

Emdirenal PAL24N çok düşük hava şartlarında ve çok sıcak depolama şartlarında ayrışabilir. Kullanım öncesi 15 - 25 °C sıcaklıkta iyice karıştırılmalı ve ürün bu şekilde kullanılmalıdır. İlave bilgi için lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

### Ambalaj bilgileri

25 kg polipropilen bidonlarda.