

EMDIRENAL PM

Yüksek ışık haslığı ve ısı dayanım kazandıran özel dolgu. Karbonhidratlar ve albumin yapılı bileşikler içerir. Tek başına ya da sentetik mineral veya bitkisel tabaklama malzemeleri ile birlikte kullanılır.

Özellikleri

Görünüm	: Açık sarı renkli toz
pH (1:10)	: 5,8 - 7,5
Aktif madde	: % 98
Stabilite	: Krom tabaklama banyolarında stabildir

Doldurucu özellikleri sebebi ile EMDIRENAL PM bilhassa yatık ve boşluklu yapılı deriler için tavsiye edilmektedir. Cilt tane yapısının düzgünlüğünü sağlar daha sıkı ve dolgun yuvarlak tutumlu bir karakter kazandırır.

EMDIRENAL PM hem nötralizasyon öncesi krom retenaj banyosunda kromlu bileşiklerle birlikte hem de retenaj banyosunda sentetik ve bitkisel tabaklama malzemeleri ile birlikte kullanılabilir.

Doldurucu etkisi sayesinde süet ve nubuk derilerin zımpara haslığını iyileştirir.

Kullanım reçeteleri

Küçükbaş napa: Tıraşlı ağırlık üzerinden %

Krom retenaj banyosunda
3,0 - 5,0 % Emdirenal PM
2,0 - 4,0 % Krom sülfat (33 bazisite, % 25 krom)

Retenaj banyosunda
3,0 - 5,0 % EmdirenalPM
2,0 - 3,0 % Sentetik retenaj malzemesi
2,0 - 3,0 % Reçineli dolgu

Büyükbaş ayakkabılık: Tıraşlı ağırlık üzerinden %

2,0 - 4,0 % Emdirenal PM
3,0 - 5,0 % Sentetik retenaj malzemesi
3,0 - 5,0 % Bitkisel tabaklayıcı

Özel hususlar

Emdirenal PM dolaba toz olarak kapaktan verilir.
İlave bilgi için lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

Ambalaj bilgileri

20 kg kraft torbalarda.