

## EMDIRENAL RTN2

**Boya ve retenaj maddelerinin düzgün ve dengeli dağılımı için geliştirilmiş, naftalin sülfon bazlı sentetik tanen.**

### Özellikleri

- Görünüm** : Açık kahverengi toz  
**pH (1:10)** : 7,5 - 8,5  
**Çözünürlük** : Soğuk ve sıcak suda rahatça çözünür  
**Aktif madde** : Yaklaşık % 96  
**Raf ömrü** : Kuru ve kapalı ortamda en az 1 sene

Emdirenal RTN2 her türlü deri imalatında tüm kromlu deri tiplerinde ve bitkisel tabaklamada çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Bitkisel tabaklama maddelerinin, sentetik tanenlerin, boyarmaddelerin, yağlama maddelerinin ve krom tabaklama maddelerinin dengeli bir şekilde hem kesitte hem de yüzeyde eşit dağılımını sağlar.

Emdirenal RTN2 mükemmel dağıtıcı özellik gösterir, diğer kimyasalların deri tarafından dengeli bir şekilde alınmasını sağlar, ince ve düz cilt sırcası verir. Pastel boyamalarda dahi kesiti tam ve düzgün boyanmış deriler elde edilir.

Krom ve bitkisel tabaklama banyolarında kullanımı tabaklayıcı maddelerin daha iyi ve dengeli bir şekilde nüfuz etmesini sağlayarak daha dolgun tutumlu, yumuşak ve damarsız deriler elde edilmesini sağlar.

Nötralizasyon banyolarında Emdirenal RTN2 kullanımı ile derilerin şişmeksizin kesitte nötralizasyonunu kolaylaştırır dolgunluk ve yumuşaklığı artırır.

Bitkisel tabaklama maddelerinin yol açtığı sırça çatlaması ve büzülme Emdirenal RTN2 kullanımı sayesinde ortadan kalkar.

Dolap boyalarının ve pigmentlerin (Örneğin: titandioksit) kesitte ve yüzeyde daha dengeli dağılımını sağlayarak boyamaların verimini belirgin bir şekilde iyileştirir.

### Kullanım reçeteleri

- Krom tabaklama banyosunda krom tuzları ile birlikte % 0,2 - 1,0  
Bitkisel tabaklama banyolarında her bitkisel dolgu ilavesinde % 0,8 - 2,0  
Nötralizasyon banyosunda % 0,5 - 2,0  
Kromlu derilerin retenajında bitkisel ve sentetik retenaj maddeleri ile birlikte % 0,4 - 3,0

### Özel hususlar

Lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

### Ambalaj bilgileri

25 kg kraft torbalarda.